

Anticorpo Monoclonale Anti-Nmdar1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05586

Numero articolo: CM0008636



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro NMDAR1 umano (GRIN1, NR1). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con proteine umane, murine e di ratto. Per la ricerca in neuroscienze, plasticità sinaptica e canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NMDAR1 Rabbit mAb
Note/alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	2902
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q05586
Peso della proteina	105 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante