

Anticorpo Monoclonale Anti-Nmdar1 Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - Q05586

Numero articolo: CM0003378



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro NMDAR1 umano (NR1/GluN1), validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Immunogeno C-terminale. Supporta studi sulla plasticità sinaptica e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio NMDAR1
Note / Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2902
ID Gene	2902
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 800-900 di NMDAR1 umano (Q05586)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q05586
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio