

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nmdar1 Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q05586

Numero articolo: CM0030132



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NMDAR1 umano (GRIN1, NR1). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva la subunità del recettore NMDA da 105 kDa, fondamentale per la plasticità sinaptica e l'apprendimento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NMDAR1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2902
GeneID	2902
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05586
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio