


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nmdar2A Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12879

Numero articolo: CM0013316



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NMDAR2A per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con uomo, topo e ratto. Target: recettore del glutammato NMDA 2A (GRIN2A, 165 kDa, UniProt Q12879). Ideale per studi sulla plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NMDAR2A pAb di coniglio                                                                                                                                  |
| Note/alias          | LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A                                                                                                                   |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                     |
| ID gene (uomo)      | 2903                                                                                                                                                     |
| ID gene             | 2903                                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1130-1400 di NMDAR2A umano (NP_000824.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                    |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                                                        |
| SWISS               | Q12879                                                                                                                                                   |
| Peso della proteina | 165 kDa                                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                       |