


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nmdar2A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12879

Numero articolo: CM0018552



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NMDAR2A umano (NR2A, GluN2A) per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sui recettori NMDA nelle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NMDAR2A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Specie	Uomo
Gene ID	2903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1130-1400 di NMDAR2A umano (NP_000824.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q12879
Peso proteico	165kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio