


Anticorpo Policlonale Anti-Nme1/Nm23A Per Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Numero articolo: CM0020965



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a NME1/NM23A umana (nucleoside diphosphate kinase A). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva una banda a 17 kDa; cross-reagisce con umano e ratto. Ideale per studi su metastasi, metabolismo dei nucleotidi e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NME1/NM23A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4830
Gene ID	4830
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 10-110 di NME1/NM23A umana (NP_000260.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P15531
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio