


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nme1/Nm23A Per Wb Ed Elisa - P15531

Numero articolo: CM0011258



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NME1/NM23A umano (NDKA, NM23-H1). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla metastasi tumorale, il metabolismo dei nucleosidi e la motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio NME1/NM23A
Note/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Specie	Umano
ID del gene	4830
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di NME1/NME1/NM23A umano (P15531).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P15531
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante