


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nme1/Nm23A Per Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Numero articolo: CM0023268



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NME1/NM23A umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la nucleoside difosfato chinasi A, un regolatore chiave dell'omeostasi nucleotidica, della metastasi e della frammentazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] NME1/NM23A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; 3A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4830
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 10-110 di NME1/NM23A umano (NP_000260.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15531
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca refrigerante