


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nme1/Nm23A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15531

Numero articolo: CM0015734



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro NME1/NM23A umano (NDPK A), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio coinvolto nel metabolismo dei nucleotidi e nell'inibizione della metastasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NME1/NM23A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4830
Gene ID	4830
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15531
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio