

Anticorpo Policlonale Anti-Nme2/Nm23B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22392

Numero articolo: CM0029576



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NME2/NM23B umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Rileva una proteina da 17 kDa coinvolta nel metabolismo dei nucleosidi, nella regolazione della trascrizione e nella segnalazione del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NME2/NM23B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4831
Gene ID	4831
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22392
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio