

Anticorpo Policlonale Anti-Nme6/Nm23-H6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75414

Numero articolo: CM0013683

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NME6 (NM23-H6, IPIA-alfa). Validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Rileva la NDP chinasi mitocondriale da 21 kDa essenziale per il mantenimento del mtDNA. Ideale per la ricerca sui mitocondri e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NME6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NDK 6; NM23-H6; IPIA-ALPHA; NME6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10201
GeneID	10201
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 9-194 della NME6 umana (NP_005784.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75414
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco refrigerante