

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nme8 Per Wb, Elisa - Q8N427

Numero articolo: CM0020076

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NME8 umano (NM23-H8/TXNDC3/Sptrx-2), validato per WB e ELISA. Rileva NME8 umano e murino (~67 kDa), ideale per la ricerca sulla spermatogenesi e sulle ciliopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NME8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CILD6; DNAI8; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2; HEL-S-99; NME8
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	51314
GenelD	51314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 299-588 della NME8 umana (NP_05700.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8N427
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio