

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nmi Per Wb, Ihc-P Ed Elisa - Q13287

Numero articolo: CM0007427

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la NMI umana (interagente con N-myc, 35 kDa), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione immunitaria innata, delle vie STAT e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NMI
Note/Alias	NMI
Specie	Uomo
GenelD (umano)	9111
GenelD	9111
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13287
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante