


Anticorpo Policlonale Anti-Nmnat1 Per Wb E Elisa - Q9Han9

Numero articolo: CM0028842



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità mirato a NMNAT1 umano. Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Uno strumento chiave per lo studio del metabolismo del NAD⁺ e del rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NMNAT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LCA9, NMNAT, PNAT1, SHILCA, NMNAT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64802
GeneID	64802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di NMNAT1 umano (NP_073624.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9HAN9
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio