


Anticorpo Policlonale Anti-Nmnat1 Per Wb, Elisa - Q9Han9

Numero articolo: CM0026921



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro la NMNAT1 umana (SWISS: Q9HAN9). Validato per WB e ELISA, adatto per la ricerca sulla biosintesi del NAD⁺, il rimodellamento della cromatina e la neuroprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NMNAT1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LCA9; NMNAT; PNAT1; SHILCA; NMNAT1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	64802
GeneID	64802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della NMNAT1 umana (NP_073624.2).
Fonte	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9HAN9
Peso Proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio