

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nmnat2 Per Wb Ed Elisa - Q9Bzq4

Numero articolo: CM0015600

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NMNAT2 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva NMNAT2 endogeno in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del NAD⁺ e del mantenimento degli assoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NMNAT2 Rabbit pAb
Note/Alias	PNAT2; C1orf15; NMNAT2
Specie	Umano
GeneID (umano)	23057
GeneID	23057
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-302 di NMNAT2 umano (NP_733820.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BZQ4
Peso della proteina	34kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante