


Anticorpo Policlonale Anti-Nmnat3 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96T66

Numero articolo: CM0016738



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NMNAT3 umano, un enzima mitocondriale coinvolto nella sintesi di NAD⁺, nella protezione assonale e nel controllo della qualità delle proteine. Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NMNAT3 Rabbit pAb
Note/Alias	PNAT3; FKSG76; PNAT-3; NMNATAT3
Specie	Umano
Gene ID	349565
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 di NMNAT3 umano (NP_835471.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96T66
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio