

Anticorpo Policlonale Anti-Nmu Per Wb, Elisa - P48645

Numero articolo: CM0028402



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting NMU umana (Neuromedina-U) convalidato per Western blot e ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi su alimentazione, bilancio energetico, infiammazione e segnalazione dei neuropeptidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NMU Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NMU
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10874
GeneID	10874
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 35-174 della NMU umana (NP_006672.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P48645
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio