

Anticorpo Policlonale Anti-Nmur1 Per Wb, Elisa - Q9Hb89

Numero articolo: CM0020283



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NMUR1 validato per Western blot (WB) ed ELISA in campioni umani e murini. Diretto contro il recettore accoppiato alle proteine G NMUR1, coinvolto nell'alimentazione, nell'equilibrio energetico e nella contrazione della muscolatura liscia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NMUR1 Rabbit pAb
Note/alias	FM3; FM-3; GPC-R; GPR66; NMU1R; (FM-3); NMUR1
Specie	Umano
ID del gene	10316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-426 di NMUR1 umano (NP_006047.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9HB89
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante