


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nnmt Per Wb, Elisa - P40261

Numero articolo: CM0007524



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-NNMT, validato per Western blot ed ELISA. Targetta la nicotinamide N-metiltransferasi umana (29 kDa) per la ricerca metabolica ed epigenetica. Ideale per lo studio della metilazione e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NNMT
Note/Alias	NNMT; nicotinamide N-metiltransferasi
Specie	Umana
ID gene	4837 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-264 della NNMT umana (NP_006160.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40261
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante