


Anti-Nnmt Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40261

Numero articolo: CM0004088



introduzione

Anti-NNMT Anticorpo Monoclonale Coniglio, validato per KD, reagisce con NNMT umano, adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Utile per studiare la funzione della nicotinamide N-metiltransferasi nel metabolismo e nell'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] NNMT mAb Coniglio
Note/Alias	Nicotinamide N-metiltransferasi
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4837
GenelD	4837
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 della NNMT umana (NP_006160.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P40261
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio