


Anticorpo Policlonale Anti-Nnmt Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P40261

Numero articolo: CM0029593



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la nicotinamide N-metiltransferasi umana (NNMT, 30 kDa). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca epigenetica, metabolica e sulla disintossicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NNMT Rabbit pAb
Note/Alias	NNMT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4837
GeneID	4837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 di NNMT umana (NP_006160.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40261
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio