


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nnmt Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P40261

Numero articolo: CM0021545



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la nicotinamide N-metiltransferasi (NNMT). Validato per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Supporta la ricerca sulla metilazione, l'epigenetica e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NNMT pAb di coniglio
Note/Alias	NNMT
Specie	Umano
GeneID (umano)	4837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 della NNMT umana (NP_006160.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P40261
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante