


Anti-Nnmt Rabbit Polymab® Per Wb - P40261

Numero articolo: CM0006999



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la NNMT umana, adatto per Western blot, IF/ICC, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Utile per la ricerca sul metabolismo della nicotinamide e sulla regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NNMT Rabbit PolymAb®
Note/alias	Nicotinamide N-metiltransferasi
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4837
GeneID	4837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-264 della NNMT umana (NP_006160.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P40261
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante