

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nnos Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P29475

Numero articolo: CM0010913



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la nNOS umana (ossido nitrico sintasi 1, P29475). Validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Indicato per la ricerca nel campo delle neuroscienze e della segnalazione dell'NO.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-nNOS
Note/alias	NOS; bNOS; nNOS; iNOS; N-NOS; NC-NOS
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4842
GeneID	4842
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1335-1434 della nNOS umana (P29475).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P29475
Peso della proteina	161 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante