


Anticorpo Policlonale Anti-Nob1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9ULx3

Numero articolo: CM0024576



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro NOB1 umano, convalidato per Western blot (WB), IF/ICC ed ELISA. Riconosce NOB1 umano, murino e ratto (UniProt Q9ULX3) per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOB1 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ART-4; NOB1P; MST158; MSTP158; PSMD8BP1; NOB1
Specie	Umano
GeneID	28987
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di NOB1 umano (NP_054781.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9ULX3
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio