

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Noc4L Per Wb E Elisa - Q9Bvi4

Numero articolo: CM0014601



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NOC4L umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva la proteina omologa 4 del complesso nucleolare di ~58 kDa localizzata nel nucleolo e nella membrana nucleare. Ideale per studi di biologia nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NOC4L Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NOC4; NET49; UTP19; NOC4L
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	79050
ID gene	79050
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di NOC4L umano (NP_076983.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9BVI4
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio