

Anticorpo Policlonale Anti-Nod1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y239

Numero articolo: CM0013271



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro NOD1 umano (CARD4), un recettore di riconoscimento del pattern per il peptidoglicano batterico. Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CARD4; NLRC1; CLR7.1; NOD1
Specie	Umano
Gene ID	10392
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-270 di NOD1 umano (NP_006083.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y239
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio