

Anticorpo Policlonale Anti-Nod2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc29

Numero articolo: CM0019551

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NOD2 di alta qualità, validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Bersaglia il NOD2 umano (Q9HC29) coinvolto nell'immunità innata e nella malattia infiammatoria intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-NOD2
Note/Alias	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64127
GeneID	64127
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 28-270 del NOD2 umano (NP_071445.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9HC29
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio