

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nod2 Per Wb - Q9Hc29

Numero articolo: CM0024653

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOD2 (CARD15) umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Rileva una banda a 115 kDa. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e le malattie infiammatorie intestinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NOD2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	64127
GeneID	64127
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-216 di NOD2 umano (NP_071445.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HC29
Peso proteico	115 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio