


Anticorpo Policlonale Anti-Nodal Per Wb, Elisa - Q96S42

Numero articolo: CM0028535



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NODAL, convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e ratto. Essenziale per lo sviluppo embrionale e la formazione del mesoderma. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NODAL Rabbit pAb
Note/Alias	HTX5; NODAL
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4838
Gene ID	4838
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 198-347 di NODAL umano (NP_060525.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96S42
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio