


Anticorpo Monoclonale Anti-Recettore Nogo 1 (Rtn4R) Per Wb, Elisa - Q9Bzr6

Numero articolo: CM0010219



introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniglio anti-Recettore NOGO 1 (RTN4R) è validato per WB ed ELISA, riconoscendo bersagli umani e murini. Ideale per la ricerca sulla rigenerazione assonale e la plasticità neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Recettore NOGO 1 (RTN4R) mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	NGR; NOGOR; Recettore NOGO 1 (RTN4R)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	65078
ID Gene	65078
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 del Recettore NOGO 1 (RTN4R) umano (Q9BZR6).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9BZR6
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio