


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Nogo Recettore 1 (Rtn4R) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzr6

Numero articolo: CM0027598



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro il NOGO Recettore 1 (RTN4R) umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva Uomo, Topo, Ratto. Adatto per studi sulla rigenerazione assonale e la plasticità neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	NOGO Receptor 1 (RTN4R) Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	NGR; NOGOR; NOGO Receptor 1 (RTN4R)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	65078
ID gene	65078
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 244-473 del NOGO Recettore 1 (RTN4R) umano (NP_075380.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZR6
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio