


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nogo (Rtn4) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqc3

Numero articolo: CM0007264



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro Nogo umano (RTN4, Q9NQC3). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul reticolo endoplasmatico e sulle neuroscienze, offre prestazioni affidabili in diverse applicazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Nogo
Note/alias	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; Nogo
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	57142
ID del gene	57142
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 60-160 di Nogo umano (NP_065393.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NQC3
Peso della proteina	130 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante