

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nol12 Per Wb, Elisa - Q9Ugy1

Numero articolo: CM0013595

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NOL12 validato per Western blot ed ELISA. Riconosce NOL12 umano, una proteina nucleolare legante l'RNA coinvolta nella risoluzione dello stress del DNA e nella biogenesi dei ribosomi. Adatto per applicazioni di ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOL12 Rabbit pAb
Note/alias	Nop25; dj37E16.7; NOL12
Specie	Umano
GenelD (umano)	79159
ID del gene	79159
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-213 di NOL12 umano (NP_077289.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UGY1
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante