


Anticorpo Policlonale Anti-Nol3 Per Wb, If/Icc, Elisa - 060936

Numero articolo: CM0015305



introduzione

Il pAb di coniglio anti-NOL3 rileva NOL3 umano e murino, un repressore dell'apoptosi di 23 kDa. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-NOL3
Note/Alias	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	8996
ID del gene	8996
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-208 di NOL3 umano (NP_003937.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O60936
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante