


Anticorpo Policlonale Anti-Nol3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60936

Numero articolo: CM0028060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina nucleolare 3 umana (NOL3/ARC). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOL3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8996
GeneID	8996
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-208 di NOL3 umano (NP_003937.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60936
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio