

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nol6 Per Wb, Elisa - Q9H6R4

Numero articolo: CM0018661



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NOL6 validato per WB ed ELISA. Riconosce NOL6 umano, murino e di ratto, una proteina nucleolare di 128 kDa coinvolta nella biogenesi dei ribosomi. Ideale per gli studi sul processoma della SSU.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOL6 pAb di coniglio
Note/alias	NRAP; UTP22; bA311H10.1; NOL6
Specie	Umano
GeneID	65083
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1032-1146 di NOL6 umano (NP_075068.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H6R4
Peso della proteina	128 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante