

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Nolc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14978

Numero articolo: CM0006255

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NOLC1 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Proteina nucleolare che regola l'RNA polimerasi I e la specificazione della cresta neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio NOLC1
Note/Alias	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9221
GenelD	9221
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di NOLC1 umano (NP_004732.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q14978
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio