

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nolc1 Per Wb - Q14978

Numero articolo: CM0029212

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NOLC1 (Nopp140) umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla funzione nucleolare e la biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NOLC1 Rabbit pAb
Note / Alias	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9221
GeneID	9221
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-699 di NOLC1 umano (NP_004732.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14978
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio