

## Anticorpo Policlonale Anti-Nomo1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15155

Numero articolo: CM0016266

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NOMO1, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul traslocone multi-pass del reticolo endoplasmatico e sull'inserimento delle proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | NOMO1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias               | PM5; Nomo; NOMO1                                                                                                               |
| Specie                   | Umano                                                                                                                          |
| ID Gene (Umano)          | 23420                                                                                                                          |
| ID Gene                  | 23420                                                                                                                          |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-1000 di NOMO1 umano (NP_055102.3) |
| Origine                  | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria                | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione             | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reattività Incrociata    | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS                    | Q15155                                                                                                                         |
| Peso Molecolare Proteico | 134kDa                                                                                                                         |
| Spedizione               | Sacco di ghiaccio                                                                                                              |