

Anticorpo Policlonale Anti-Nomo2 Coniglio Per Wb, Elisa - Q5Jpe7

Numero articolo: CM0020415



introduzione

Anticorpo policlonale anti-NOMO2 coniglio (modulatore Nodale 2, proteina pM5 2) per Western Blot (WB) ed ELISA. Rileva NOMO2 umana (139 kDa), componente del complesso translocone multipasso. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 873-1222).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NOMO2 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PM5; Nomo; NOMO2
Specie	Umano
GeneID (umano)	283820
GeneID	283820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 873-1222 di NOMO2 umana (NP_001004060.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q5JPE7
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Borsa ghiaccio