

Anticorpo Monoclonale Anti-Non-Fosfo (Attivo) B-Catenin (S33/S37/T41) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0006557



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO specifico per β -catenin non fosforilato (attivo) a S33, S37, T41. Adatto per WB, IHC-P, ELISA; rileva β -catenin umano, murino, ratto (85 kDa). Ideale per studi sulla segnalazione Wnt, EMT e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Non-fosfo (Attivo) β -Catenin -S33/S37/T41 mAb di coniglio
Note/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Non-fosfo (Attivo) β -Catenin -S33/S37/T41
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1499
GeneID	1499
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'Non-fosfo (Attivo) β -Catenin umano - S33/S37/T41 (NP_001895.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio