


Anticorpo Policlonale Anti-Nono/P54Nrb Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Numero articolo: CM0027888



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a NONO/p54nrb umano (Q15233), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio dello splicing dell'RNA, della riparazione del DNA, della biologia dei paraspighi e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NONO/p54nrb Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4841
ID Gene	4841
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di NONO/p54nrb umano (NP_001138881.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15233
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio