


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nono/P54Nrb Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Numero articolo: CM0008374



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NONO/p54nrb validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con NONO/p54nrb (Q15233) di origine umana, murine e ratto. Ideale per studi su splicing, paraspeckle e ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NONO/p54nrb Rabbit mAb
Note/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4841
GeneID	4841
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15233
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio