

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nop10 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Npe3

Numero articolo: CM0010132



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NOP10 validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con NOP10 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la biogenesi dei ribosomi, la manutenzione dei telomeri e la pseudouridilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio NOP10
Note/Alias	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55505
ID Gene	55505
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-64 di NOP10 umano (Q9NPE3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPE3
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio