


Anticorpo Policlonale Anti-Nop14 Per Wb, Elisa - P78316

Numero articolo: CM0017168



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NOP14 validato per WB ed ELISA. Bersaglia la proteina nucleolare umana 14, fondamentale per l'elaborazione del pre-rRNA 18S e l'esportazione dei pre-ribosomi 40S. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-NOP14
Note/Alias	UTP2; NOL14; C4orf9; RES425; RES4-25; NOP14
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8602
GeneID	8602
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P78316
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio