


Anticorpo Policlonale Anti-Nop16 Per Wb, Elisa - Q9Y3C1

Numero articolo: CM0014961



introduzione

Anticorpo Policlonale Rabbit anti-NOP16, validato per WB e ELISA. Riconosce il NOP16 Umano, Mouse, Rat. Immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca sulle proteole nucleolari. 21 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOP16 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HSPC111; HSPC185; NOP16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51491
GeneID	51491
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-178 del NOP16 umano (NP_057475.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y3C1
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio