


Anticorpo Policlonale Anti-Nop2 Per Wb, Elisa - P46087

Numero articolo: CM0023336



introduzione

NOP2 pAb Coniglio, un anticorpo policlonale diretto contro NOP2 umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata umano/topo. Ideale per studi sulla processazione dell'rRNA e sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOP2 Rabbit pAb
Note/Alias	NOL1; p120; NSUN1; NOP120; NOP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4839
GeneID	4839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 355-590 di NOP2 umano (NP_001245237.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P46087
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio