


Anticorpo Policlonale Anti-Nop56 Per Wb, Elisa - 000567

Numero articolo: CM0021647



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il NOP56 umano (NOL5A, SCA36). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Ideale per studi sulla funzione delle proteine nucleolari e sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	NOP56 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NOL5A; SCA36; NOP56
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10528
GeneID	10528
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O00567
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio